

## ② Contrôle de qualité

### Erreurs préanalytiques

• Patient : Erreurs administratives, d'organisation

• Prélèvement :


- garrot serré
- volume insuffisant
- Anticoagulant non conforme
- site de prélèvement jamais sur le bras perfusé
- ordre de prélèvement des tubes

Hemoc → citrate → sec → Heparine → EDTA

- recueil des urines de 24h
- Jeûne (min 8h)
- z'alcod Aigu (↑ lactate, AU, TGO) CRio (HDL, GGT, AU)
- cigarettes (↑ HB)
- prise médic
- Horaires de prélèvement (rythme circadien)
- z'effort physique

• Je transport

• Réception



### Analytique

• Condition de travail

• Manipulation

• Méthodes

• Réactifs

comment les éviter

→ Une bonne organisation du labo

→ l'automatisation

→ des contrôles de qualité

### post analytique

• Transcription

• Transmission

• Interprétation

La règle des 3B

Bonne personne

Bonne étiquette

Bons tubes